

磷钼酸水溶液(1%)

产品简介:

染色后用某些特定的溶液将组织过多结合的染色剂脱去,这个过程称为分化作用,所用的溶液称为分化液。

磷钼酸水溶液(1%)由磷钼酸和去离子水配制而成,是 Masson 三色染色中常用的一种分化液,保证使不同组织间染色形成鲜明的对比。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	DC0101	Storage
	磷钼酸水溶液(1%)		100ml
使用说明书			1份

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、分化时间根据染色深浅而定,一般 1~3min。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DD0002	EDTA 脱钙液(10%)
DE0001	碱性磷酸酶染色液(改良 Gomori 钙钴法)
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DG0005	糖原 PAS 染色液
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
TE0002	碱性磷酸酶(ALP)检测试剂盒(PNP 微板法)

文献引用:

- 1、Jianhua Li,Mingzhu Wang,Lei Yao,et al.Yixin Granules Reduce Myocardial Inflammation and Fibrosis in Rats with Heart Failure by Inhibiting the Expression of ADAMTS8. International Heart Journal.July 2023.10.1536/ihj.22-715.(IF 1.5)

注:更多使用本产品的文献请参考产品网页