

## Tris 缓冲盐粉剂(1×TBS)

### 产品简介:

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。

Leagene Tris 缓冲盐粉剂(1×TBS)由 Tris-HCl、氯化钠、防腐剂等组成, 不含 Tween 20, 用去离子水直接溶解, pH 值在 7.5~8.0 之间。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	PW0010	PW0010	Storage
	Tris 缓冲盐粉剂(1×TBS)		1L	10×1L
使用说明书			1份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、取 1L 包装的 Tris 缓冲盐粉剂(1×TBS), 充分溶解于 1000ml 的去离子水, 即为 1×TBS。
- 3、加入 0.05~0.1% Tween 20, 即获得 1×TBS 进行下游实验。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 24 个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
PE0080	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH6.8)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
PW0084	丽春红 S 染色储存液(10×Ponceau S)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)